



**NH3/EtOH Control serum
IVD**

Store at 2 - 8°C

PRODUCT CHARACTERISTICS

The Ammonia Ethanol control is a human liquid control serum. Is intended for quality control procedures in examining the accuracy and precision of quantitative Ammonia and Alcohol assays.

For *in vitro* diagnostic use only.

PRECAUTIONS

Each donor unit in the preparation of this material was tested by FDA-approved method and found negative for Human Immunodeficiency Virus (HIV 1, HIV 2) antibody, Hepatitis B Surface Antigen (HbsAg), and Hepatitis C Virus (HCV) antibody. However this material and all patient samples should be handled as if potentially infectious and disposed accordingly.

PREPARATION

Ready for use.

STORAGE AND STABILITY

The Control serum is stable until the expiration date on the label when stored tightly closed at 2-8°C and contaminations are prevented during their use.

Once opened, the product is stable for 30 days at 2-8°C. Only the required amount of product should be removed. After use, any residual product should NOT BE RETURNED to the original vial.

PACKAGING

REF 1002240 Cont. 4 x 2 mL

LOT [] []

**Soro controlo NH3/EtOH
IVD**

Armazenar entre 2- 8 °C.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O controlo de Amoníaco Etanol é um soro humano líquido. Destina-se ao controlo de qualidade da exactidão e precisão do procedimento de determinação quantitativa de Amoníaco e álcool.

Apenas para utilização de diagnóstico *in vitro*.

PRECAUÇÕES

Cada unidade de dador utilizada para preparação deste material foi negativa, em testes aprovados pela FDA, para anticorpo do Vírus de Imunodeficiência Humana (VIH 1, VIH 2), HbsAg e anticorpo do Vírus da Hepatite C (HCV). No entanto, devem ser manipuladas e eliminadas com precaução, como sendo potencialmente infecciosas.

PREPARAÇÃO

Pronto para utilização.

CONSERVAÇÃO E ESTABILIDADE

O Soro controlo é estável até à data de validade que consta da etiqueta quando armazenados bem fechados entre 2-8 °C e as contaminações são evitadas durante a sua utilização.

Uma vez aberto, o produto é estável durante 30 dias quando mantido entre 2-8 °C. Apenas de deve retirar a quantidade a utilizar. Após a sua utilização, não deve ser colocado novamente nenhum produto residual no seu vial original.

APRESENTAÇÃO

REF 1002240 Cont. 4 x 2 mL

ASSIGENED VALUES / VALORES ATRIBUÍDOS

Analyte / Analito	Target / Valor	Expected Range / Intervalo esperado
Ammonia / Amoníaco (µmol/L)		
Ethanol / Etanol (mg/dL)		

*This Values sheet is applicable to lot and sublots. Sequential alphabetical letter (e.g. A, B, C etc.) following the lot number.

*Esta folha de valores é aplicável ao lote e sub-lotes. Os sub-lotes são indicados com o nº. de lote seguido de letras sequenciais.

